

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>Référence</b>   | 761321      |
| <b>Désignation</b> | Bains-marie |

---

### Description :

- ✓ Bains-marie double-cuve BW Dual séries
- ✓ Modèle BW-0505H
- ✓ 2 cuves séparées avec contrôle individuel
- ✓ Contrôle de la température avec PID
- ✓ Limiteur de température avec alarme
- ✓ Affichage digital LED
- ✓ Livré sans couvercle
- ✓ Volume : 3.5 / 3.5 L
- ✓ Température : Amb. +5 jusqu'à 100°C ± 0,1
- ✓ Dimensions des cuves : 240 x 136 x 150 / 240 x 136 x 150 mm
- ✓ Dimensions : 590 x 200 x 265 mm
- ✓ Poids : 9.7 kg
- ✓ Accessoires :
  - Couvercle bombé transparent PP (référence 761325)
  - Couvercle plat inox (référence 761328)
  - Couvercle avec ouverture 80 mm (référence 761331)
    - o Nombre d'ouvertures 2
  - Couvercle avec ouverture 110 mm (référence 761332)
    - o Nombre d'ouvertures 1
  - Demi-plateau réglable (référence 761341)
  - Racks pour tube 8 mm (référence 761344)
    - o Nombre de tubes : 50
  - Racks pour tube 10 mm (référence 761345)
    - o Nombre de tubes : 50
  - Racks pour tube 12 mm (référence 761346)
    - o Nombre de tubes : 33
  - Racks pour tube 16 mm (référence 761347)
    - o Nombre de tubes : 16
  - Racks pour tube 25 mm (référence 761348)
    - o Nombre de tubes : 10

### Unité de vente :

1 Bain-marie

---