

FICHE TECHNIQUE

Référence	761324
Désignation	Bains-marie



Description :

- ✓ Bains-marie double-cuve BW Dual séries
- ✓ Modèle BW-1020H
- ✓ 2 cuves séparées avec contrôle individuel
- ✓ Contrôle de la température avec PID
- ✓ Limiteur de température avec alarme
- ✓ Affichage digital LED
- ✓ Livré sans couvercle
- ✓ Volume : 11.5 / 20 L
- ✓ Température : Amb. +5 jusqu'à 100°C ± 0,1
- ✓ Dimensions des cuves : 300 x 240 x 200 / 498 x 300 x 200 mm
- ✓ Dimensions : 844 x 356 x 318 mm
- ✓ Poids : 17.6 kg
- ✓ Accessoires :
 - Couvercle bombé transparent PP (référence 761327)
 - Couvercle plat inox (référence 761330)
 - Couvercle avec ouverture 80 mm (référence 761336)
 - o Nombre d'ouvertures 8
 - Couvercle avec ouverture 110 mm (référence 761337)
 - o Nombre d'ouvertures 6
 - Couvercle avec ouverture 185 mm (référence 761338)
 - o Nombre d'ouvertures 2
 - Rack à ressort (référence 761340)
 - Demi-plateau réglable (référence 761343)
 - Racks pour tube 8 mm (référence 761349)
 - o Nombre de tubes : 176
 - Racks pour tube 10 mm (référence 761350)
 - o Nombre de tubes : 176
 - Racks pour tube 12 mm (référence 761351)
 - o Nombre de tubes : 84
 - Racks pour tube 16 mm (référence 761352)
 - o Nombre de tubes : 68
 - Racks pour tube 25 mm (référence 761353)
 - o Nombre de tubes : 33

Unité de vente :

1 Bain-marie