

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 761354 |
| Désignation | Agitateur-Incubateur |



Description :

- ✓ Agitateur-Incubateur empilable
- ✓ Modèle ISS-3075
- ✓ Intérieur inox
- ✓ Agitation orbitale
- ✓ Disponible en version réfrigérée
- ✓ Démarrage et arrêt en douceur : évite les débordements
- ✓ 3 points de calibration de la température
- ✓ 2 étagères réglables en hauteur
- ✓ Ecran tactile LCD
- ✓ Port RS-232 et port USB pour la collecte des données
- ✓ Alarmes audibles et visuelles si déviation de la vitesse d'agitation ou de la température
- ✓ 2 unités empilables à même le sol
- ✓ Pied à roulettes rétractable
- ✓ Volume : 80 L
- ✓ Température : Amb. +5 à 80°C
- ✓ Vitesse non empilé : 20 à 500 rpm
- ✓ Vitesse empilé : 20 à 250 rpm
- ✓ Amplitude : 19.1 mm
- ✓ Timer : 1 min à 999H59 min
- ✓ Charge max (kg) : 10 à 500 rpm / 15 à 400 rpm / 15 à 250 rpm empilé
- ✓ Dimensions internes : 440 x 440 x 418 mm
- ✓ Dimensions externes : 578 x 815 x 854 mm
- ✓ Nombre de grilles (standard/max) : 2 / 8
- ✓ Poids : 153 kg
- ✓ Accessoires :
 - Plate-forme universelle à équiper (référence 761358)
 - o Dimensions : 350 x 350
 - Rack à rouleau (référence 761370)
 - Tapis adhérent 200 x 200 x 5 mm pour plate-forme universelle (référence 761372)
 - Kit de superposition (référence 761373)

| | Nombre de clamps max. | |
|------------------------------|-----------------------|----------|
| | Référence | ISS-3075 |
| Clamp pour erlenmeyer 50ml | 761360 | 36 |
| Clamp pour erlenmeyer 100ml | 761361 | 24 |
| Clamp pour erlenmeyer 250ml | 761362 | 14 |
| Clamp pour erlenmeyer 300ml | 761363 | 14 |
| Clamp pour erlenmeyer 500ml | 761364 | 9 |
| Clamp pour erlenmeyer 1000ml | 761365 | 6 |
| Clamp pour erlenmeyer 2000ml | 761366 | 4 |
| Clamp pour erlenmeyer 2800ml | 761367 | 2 |

Unité de vente :

1 Cold Box