

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	761355
<b>Désignation</b>	Agitateur-Incubateur



### Description :

- ✓ Agitateur-Incubateur empilable
- ✓ Modèle ISS-3075R réfrigéré
- ✓ Intérieur inox
- ✓ Agitation orbitale
- ✓ Démarrage et arrêt en douceur : évite les débordements
- ✓ 3 points de calibration de la température
- ✓ 2 étagères réglables en hauteur
- ✓ Ecran tactile LCD
- ✓ Port RS-232 et port USB pour la collecte des données
- ✓ Alarmes audibles et visuelles si déviation de la vitesse d'agitation ou de la température
- ✓ 2 unités empilables à même le sol
- ✓ Pied à roulettes rétractable
- ✓ Volume : 80 L
- ✓ Température : +4 à 80°C
- ✓ Vitesse non empilé : 20 à 500 rpm
- ✓ Vitesse empilé : 20 à 250 rpm
- ✓ Amplitude : 19.1 mm
- ✓ Timer : 1 min à 999H59 min
- ✓ Charge max (kg) : 10 à 500 rpm / 15 à 400 rpm / 15 à 250 rpm empilé
- ✓ Dimensions internes : 440 x 440 x 418 mm
- ✓ Dimensions externes : 578 x 815 x 854 mm
- ✓ Nombre de grilles (standard/max) : 2 / 8
- ✓ Poids : 160 kg
- ✓ Accessoires :
  - Plate-forme universelle à équiper (référence 761358)
    - o Dimensions : 350 x 350
  - Rack à rouleau (référence 761370)
  - Tapis adhésif 200 x 200 x 5 mm pour plate-forme universelle (référence 761372)
  - Kit de superposition (référence 761373)

	Nombre de clamps max.	
	Référence	ISS-3075R
Clamp pour erlenmeyer 50ml	761360	36
Clamp pour erlenmeyer 100ml	761361	24
Clamp pour erlenmeyer 250ml	761362	14
Clamp pour erlenmeyer 300ml	761363	14
Clamp pour erlenmeyer 500ml	761364	9
Clamp pour erlenmeyer 1000ml	761365	6
Clamp pour erlenmeyer 2000ml	761366	4
Clamp pour erlenmeyer 2800ml	761367	2

### Unité de vente :

1 Cold Box