

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	761357
<b>Désignation</b>	Agitateur-Incubateur



### Description :

- ✓ Agitateur-Incubateur empilable
- ✓ Modèle ISS-4075R
- ✓ Intérieur inox
- ✓ Agitation orbitale
- ✓ Disponible en version réfrigérée
- ✓ Démarrage et arrêt en douceur : évite les débordements
- ✓ 3 points de calibration de la température
- ✓ 2 étagères réglables en hauteur
- ✓ Ecran tactile LCD
- ✓ Port RS-232 et port USB pour la collecte des données
- ✓ Alarmes audibles et visuelles si déviation de la vitesse d'agitation ou de la température
- ✓ 2 unités empilables à même le sol
- ✓ Pied à roulettes rétractable
- ✓ Volume : 150 L
- ✓ Température : Amb. +4 à 80°C
- ✓ Vitesse non empilé : 20 à 500 rpm
- ✓ Vitesse empilé : 20 à 250 rpm
- ✓ Amplitude : 19.1 mm
- ✓ Timer : 1 min à 999H59 min
- ✓ Charge max (kg) : 10 à 500 rpm / 21 à 400 rpm / 21 à 250 rpm empilé
- ✓ Dimensions internes : 540 x 540 x 518 mm
- ✓ Dimensions externes : 678 x 895 x 934 mm
- ✓ Nombre de grilles (standard/max) : 2 / 11
- ✓ Poids : 190 kg
- ✓ Accessoires :
  - Plate-forme universelle à équiper (référence 761359)
    - o Dimensions : 450 x 450
  - Rack à rouleau (référence 761371)
  - Tapis adhérent 200 x 200 x 5 mm pour plate-forme universelle (référence 761372)
  - Kit de superposition (référence 761374)

	Référence	Nombre de clamps max.
		ISS-4075R
Clamp pour erlenmeyer 50ml	761360	49
Clamp pour erlenmeyer 100ml	761361	39
Clamp pour erlenmeyer 250ml	761362	24
Clamp pour erlenmeyer 300ml	761363	24
Clamp pour erlenmeyer 500ml	761364	16
Clamp pour erlenmeyer1000ml	761365	9
Clamp pour erlenmeyer 2000ml	761366	6
Clamp pour erlenmeyer 2800ml	761367	5
Clamp pour erlenmeyer 4000ml	761368	4
Clamp pour erlenmeyer 6000ml	761369	2

### Unité de vente :

1 Cold Box