

Désignation

- Tube a centrifuger en polystyrene à jupe de 30 ml non sterile avec surface d'inscription imprimée

Référence

- 761618

Unité de vente : 400



Description

- Récipient universel Quickstart
- Matériau : Polystyrène
- Forme cylindrique
- Capacité : 30 ml
- Matériau du bouchon : PP
- Diamètre : 31 mm (bouchon), 24,5 mm (récipient)
- Hauteur : 94 mm
- Étiquette imprimée
- Le bouchon à 1/2 tours garantit une meilleure manipulation par l'utilisateur final
- Fournis dans des sachets pratiques de 50 pièces
- Adaptés à une centrifugation à 3,800 xg

