

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	761703
<b>Désignation</b>	Pissettes



### Description :

- ✓ Pissettes
- ✓ Plus étroites, donc plus préhensibles
- ✓ Marquage indélébile avec le numéro CAS
- ✓ En LDPE
- ✓ Avec bouchon en polypropylène
- ✓ Marquage : Isopropanol
- ✓ Couleur col : bleu
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

1 Pissette

---