

FICHE TECHNIQUE

Référence	761711
Désignation	Flacon en LDPE 500 ml Imprimé « Eau distillée »



Description :

- ✓ Pissettes étiquetées pour une identification facile du contenu
 - ✓ Impression indélébile comprenant une sélection de sept solvants de laboratoire très utilisés, de danger appropriés et numéros CAS
 - ✓ Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée
 - ✓ Bouchons et bec en polypropylène avec code couleur
 - ✓ Becs dotés d'une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait du jet
-
- ✓ Volume : 500 ml
 - ✓ Couleur du bouchon : Blanc
 - ✓ Libellé : « Eau distillée »

Unité de vente :

100