

### Désignation

- Eprouvette a bec graduee blanc pied hexagonal classe A pyrex 1000ml

### Référence

- 761830

Unité de vente : 2



---

### Description

- Éprouvette graduée Pyrex®, classe A
- Volume : 1 000 ml
- Conforme à la norme ISO 4788
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Calibré selon les tolérances de classe A
- Graduations en émail blanc
- Inscrit avec le numéro de série. Les certificats de lots peuvent être demandés sur notre site.
- Tolérance :  $\pm 5,00$  mL
- Capacité : 1000 mL
- Diamètre : 65,4 mm
- Hauteur : 465 mm
- Intervalles d'obtention des graduations : 10 mL

