

Films adhésifs ThermalSeal RTS ClearLine

Application :


qPCR, stockage a long terme, cristallographie, HPLC

Point fort :


La colle silicone est libérée uniquement lorsqu'une pression est appliquée pour une adhésion irrécusable sans interférence avec l'échantillon

Compatible avec :

Plaques tous types de jupe

**Caractéristiques**

Format	Feuille
Languette	Deux languettes détachables
Collerette	Avec ou sans collerette
Matériau	Polyoléfine
Type d'adhésif	Silicone
Perçable	Non
Résistance chimique	Oui
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Optiquement clair
Coloris	-
Stérile	Non - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-80°C à +105°C
Épaisseur du film	50,8 µm
Épaisseur de l'adhésif	50,8 µm
Dimensions (sans languette)	116,2 x 78,3 mm

**Unité : 100 feuilles**