

FICHE TECHNIQUE

Référence	765264
Désignation	Film adhésif PCR ThermalSeal 2



Description :

- ✓ Film polyester 50 µm avec adhésif de 41 µm
- ✓ Non stérile
- ✓ Exempte de DNase RNase
- ✓ Meilleure adhésion, moins d'évaporation
- ✓ Avec languette de pose et dépose
- ✓ Non recommandé pour les puits surélevés (voir ThermalSeal A)
- ✓ Résistance à des températures de -40°C à +120°C
- ✓ Ne se déchire pas quand on l'enlève
- ✓ Plus facile à poser qu'un aluminium, ne roule pas sur lui-même
- ✓ Dimensions 79,4 x 139,7 mm

Unité de vente :

100 Films adhésifs PCR ThermalSeal 2