

Films adhésifs Ezcab 1x8 PCR FoilSeal ClearLine

Application :


PCR

Point fort :


Feuille sécable par colonne de 8 puits

Compatible avec :

Barrette de 8 tubes et colonne de plaque jupe et demi-jupe

**Caractéristiques**

Format	Feuille
Languette	Deux languettes détachables
Collerette	Sans collerette
Matériau	Aluminium
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Oui
Résistance chimique	Non
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Opaque
Coloris	-
Stérile	Non - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-20°C à +120°C
Epaisseur du film	50,8 µm
Epaisseur de l'adhésif	36,8 µm
Dimensions (sans languette)	81,2 x 10,1 mm

**Unité : 300 feuilles**