



FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – 13 octobre 2014

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

Spécifications

Photo	768160	768180
		
Description	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
Volume	50 ml précision volumétrique +/-2%	50 ml précision volumétrique +/-2%
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds
Couleur	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³	+ SAL 10 ⁻³
Graduation	+ 1/2	+ 1/2
Emballage	Papier / plastique	Plastique / plastique
Autres informations	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

	760107	760180
Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique	
Température de stockage	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C
Autoclavable	-	-
Centrifugation, max RCF	-	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
Autres informations	-	-

Conditionnement

Qté sachet / carton	1/100	1/100
----------------------------	-------	-------