

Désignation

- Pipette de sérologie 50ml 1/2 stérile /1 triple emballage Greiner

Référence


- 768160TRI

Unité de vente : 100



Description

- Pipette sérologique CELLSTAR®
- Volume 50 ml précision volumétrique +/-2%
- Matière PS (Polystyrène), absence de métaux lourds,
- Couleur Transparente
- Coton blanc
- Stérilisation + SAL 10-3
- Graduation 1/2
- Emballage Papier / plastique
- Dispositif à usage unique
- Stérile





■