



## FICHE TECHNIQUE

Révision 6 – 13 octobre 2014

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

### Spécifications

Photo	768160	768180
		
<b>Description</b>	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
<b>Volume</b>	50 ml précision volumétrique +/-2%	50 ml précision volumétrique +/-2%
<b>Matière</b>	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds
<b>Couleur</b>	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
<b>Stérilisation</b>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Graduation</b>	+ 1/2	+ 1/2
<b>Emballage</b>	Papier / plastique	Plastique / plastique
<b>Autres informations</b>	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

	760107	760180
<b>Basic</b>	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique	
<b>Température de stockage</b>	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C
<b>Autoclavable</b>	-	-
<b>Centrifugation, max RCF</b>	-	-
<b>Durée de vie</b>	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
<b>Autres informations</b>	-	-

### Conditionnement

<b>Qté sachet / carton</b>	1/100	1/100
----------------------------	-------	-------