

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
768180	PIPETTE DE SEROLOGIE 50ml EMBALLAGE PAPIER/PLASTIQUE 1/2 STERILE /1 GREINER x100	Greiner

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie d'une réduction de matière première utilisée dans sa composition.

*This product is manufactured with less raw material than usual products of the same type.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

*The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Hongrie.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Hungary.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)