

Plaque Terasaki, 72 puits, PS, empilable,

1 x couvercle/sachet, TC, 10 PCS./sachet

Référence produit: 769180



— Informations principales

Description du produit:	Plaque Terasaki, 72 puits, PS, empilable, 1 x couvercle/sachet, TC, 10 PCS./sachet
Stérile:	non-sterile
Conditionnement:	200

— Emballage

Poids emballage:	2,40 kg
Dimension emballage:	270 x 240 x 180 mm
Conditionnement:	200
PAL:	39200
