



Sachets de poudre de réactif pour le phosphate
 0,02-2,50mg/l PO₄

Numéro de commande: 2106069

Réactifs en poudre en sachets hermétiques pour la détermination
 d'orthophosphate. Pour échantillons de 10ml, paquet de 100.



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Phosver 3 Réactifs pour le phosphate en sachet de poudre. Echantillon de 10 ml
EPA compliant	Oui
Instrument	Tous sauf DR/3000, DR/2000, DR/820
Nom de la méthode	Acide ascorbique
Nombre de tests	100
Numéro de méthode	8048
Paramètre	Orthophosphate
Plage de mesure	0.02 à 2.50 mg/L PO ₄
Plateforme	Sachets de poudre
Reference method	SM 4500-P-E
Volume / taille du carton	100 par paquet

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr