



Sachets de poudre de réactif pour le nitrate, 0,3-30mg/l NO₃-N

Numéro de commande: 2106169

Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination de nitrate par la méthode de réduction du cadmium. Pour échantillon de 10ml, 100pièces.



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Sachets de poudre de réactif pour le nitrate NitraVer5, 10ml PH, PM
Instrument	Sauf DR/3000, DR/2010 et DR/2000
Nom de la méthode	Réduction du cadmium
Nombre de tests	100
Numéro de méthode	8039 PH
Numéro de méthode	8171 PM
Paramètre	Nitrate
Plage de mesure	0.1 à 10.0 mg/L NO ₃ -N
Plage de mesure	0.3 à 30.0 mg/L NO ₃ -N
Plage de mesure	10 mL
Plateforme	Sachets de poudre
Reference method	SM 4500-NO3-B
Volume / taille du carton	100 par paquet

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr