



Sachets de poudre de réactif pour le sulfate, 2-70mg/l SO₄

Numéro de commande: 2106769

Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination de sulfate par la méthode turbidimétrique SulfaVer. Pour échantillon de 10ml, paquet de 100.



Spécifications techniques

EPA compliant	Oui
Instrument	Tous sauf DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Nom de la méthode	SulfaVer 4, turbidimétrique
Nombre de tests	100
Numéro de méthode	8051
Paramètre	Sulfate
Plage de mesure	2 à 70 mg/L SO ₄
Plateforme	Sachets de poudre
Volume / taille du carton	Paquet de 100 sachets

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr