



DCO TNT, 0 à 1500mg/l O₂

Numéro de commande: 2125951

Test en cuve (Ø 16mm) accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube



Spécifications techniques

Conditions de stockage 15 °C à 25 °C (protection contre la lumière)

Description Besoin d'oxygène chimique

Nom de la méthode Bichromate

Nombre de tests 25 (1cuve pour blanc nécessaire)

Notes spéciales Cuve HACH de 16mm, non compatible avec DR2700/DR2800/DR3800/DR5000

Paramètre DCO

Plage de mesure 20 à 1500 mg/L O₂

Plateforme Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr