



Nitrate TNT, 0,2 à 30mg/l NO<sub>3</sub>-N

Numéro de commande: 2605345

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube



#### Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Kit de réactifs pour nitrate NitraVerX
Instrument	Sauf DR/850, DR/820, PCII
Nom de la méthode	Acide chromotropique
Nombre de tests	50
Notes spéciales	Contenu du kit: tubes pour test en cuve, réactif A NitraVerX (2605400), réactif B NitraVerX, coussins de poudre (2605546)
Numéro de méthode	10020
Paramètre	Nitrate
Plage de mesure	0.2 à 30.0 mg/L NO <sub>3</sub> -N
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

[www.hach-lange.com](http://www.hach-lange.com)

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

[info@hach-lange.fr](mailto:info@hach-lange.fr)

[www.hach-lange.fr](http://www.hach-lange.fr)