



Nitrite TNT, 0,002-0,500mg/l NO₂-N

Numéro de commande: 2608345

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT = Test 'N Tube Pour déterminer le nitrite par la diazotation. 50tests



Spécifications techniques

Description	Kit de réactifs NitriVer3 TNT
Instrument	Tous sauf PCII
Nom de la méthode	Diazotation
Nombre de tests	50
Numéro de méthode	10019
Paramètre	Nitrite
Plage de mesure	0.003 à 0.500 mg/L NO ₂ -N
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr