



Azote, total, TNT, 0,5 à 25mg/L N

Numéro de commande: 2672245

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Kit de réactifs pour azote, total, TNT
Digestion nécessaire	Oui
Instrument	Sauf DR/850, DR/820, PCII
Nom de la méthode	Digestion au persulfate
Nombre de tests	25 à 50
Note de pied de page	Dépend du nombre de blancs réactifs obtenus.
Notes spéciales	Kit composé de 2boîtes: 26717-45 et 26721-45 26717-45= réactif pour hydroxyde TN (2714045), coussins de poudre de persulfate (2671846) 26721-45= réactifC pour acide TN (2672145), coussins de poudre de réactifA pour bisulfite (2671946), coussins de poudre réactifB témoin (2672046)
Numéro de méthode	10071
Paramètre	Azote, total
Plage de mesure	0.5 à 25.0 mg/L N
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélémy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr