



Phosphate, total, TNT, 0,06-3,5mg/l PO₄

Numéro de commande: 2742645

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Phosphate, total, kit de réactifs TNT, PB
Digestion nécessaire	Oui
Instrument	Tous sauf DR/820, PClI
Nom de la méthode	PhosVer3 avec digestion acide au persulfate
Nombre de tests	25 à 50
Notes spéciales	Contenu du kit: tubes de test en cuve, sachets de poudre de réactif de persulfate de potassium (2084766), sachets de poudre PhosVer 3 (2106046), solution d'hydroxyde de sodium 1,54N (2743042), solution d'acide sulfurique 1,37N (2742900)
Numéro de méthode	8190
Paramètre	Phosphate, total
Plage de mesure	0.06 à 3.50 mg/L PO ₄
Plateforme	Test 'N Tube
Reference method	SM 4500 P-E

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr