



Phosphate, total, TNT, 1,0-100mg/l PO₄

Numéro de commande: 2767245

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube



Spécifications techniques

Conditions de stockage	10 °C à 25 °C
Description	Phosphate, total, kit de réactifs TNT, PH
Digestion nécessaire	Oui
Instrument	Tous sauf DR/850, DR/820, PC II
Nom de la méthode	Molybdovanadate avec digestion acide au persulfate
Nombre de tests	25 à 50
Notes spéciales	Contenu du kit: tubes de test en cuve, sachets de poudre de réactif de persulfate de potassium (2084766), réactif de molybdovanadate (2076026), solution d'hydroxyde de sodium 1,54N (2743042), solution d'acide sulfurique 1,37N (2742900)
Numéro de méthode	10127
Paramètre	Phosphate, total
Plage de mesure	1.0 à 100 mg/L PO ₄
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.

DOMINIQUE DUTSCHER

www.hach-lange.com

HACH LANGE FRANCE S.A.S.

8, mail Barthélemy Thimonnier

Lognes

F-77437 Marne-La-Vallée cedex 2

Tel.+33 (0) 820 20 14 14

Fax.+33 (0)1 69 67 34 99

info@hach-lange.fr

www.hach-lange.fr