



Phosphore, réactif, TNT, 1,0-100mg/l PO₄

Numéro de commande: 2767345

Test en cuve accompagné de tous les réactifs, optimisé pour des mesures fiables et simple d'utilisation. TNT= Test 'N Tube

Spécifications techniques

Instrument	Tous sauf DR/850, DR/820, PC II
Nom de la méthode	Molybdovanadate
Nombre de tests	25 à 50
Numéro de méthode	8114
Paramètre	Orthophosphate
Plage de mesure	1.0 à 100.0 mg/L PO ₄
Plateforme	Test 'N Tube

Sous réserve de modifications.