



## PhosVer 3 Réactif Phosphate en sachets de Poudre 0,02-2,50 mg/L PO<sub>4</sub>



Réf. produit: 212599

### ▼ Caractéristiques

<b>Instrument:</b>	DR2000, DR3000, DR900
<b>Nombre de tests:</b>	100
<b>Nom de la méthode:</b>	Acide ascorbique
<b>Numéro de méthode:</b>	8048
<b>Paramètres:</b>	Phosphorus
<b>Plage de mesure:</b>	0,02 - 2,50 PO <sub>4</sub>
<b>Plateforme:</b>	Sachets de poudre
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	100 /pk