



Sachets de poudre de réactif pour le chlore libre, DPD (paquet de 100)



Réf. produit: 1407099

▼ Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Conditions de stockage: | 10 °C à 25 °C |
| Description: | Sachets de poudre de réactif pour le chlore libre DPD, 25 ml |
| EPA compliant: | Oui |
| Instrument: | Tous |
| Nombre de tests: | Varies |
| Nom de la méthode: | DPD |
| Note de pied de page: | *Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist. |
| Numéro de méthode: | 10069 10245 8021 |
| Paramètres: | Chlore, libre |
| Plage de mesure: | 0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂ |
| Plateforme: | Sachets de poudre |
| Shelf Life (days) as of shipment date: | 150 |
| Volume / taille du carton: | 100 pqt |