



Sachets de poudre de réactif pour le fer, 0,02-3,00 mg



Réf. produit: 2105769

▼ Caractéristiques

Conditions de stockage:	10 °C à 25 °C
Description:	Sachets de poudre de réactif pour le fer FerroVer, 10 ml
Digestion nécessaire:	pour le fer total
EPA compliant:	Oui
Instrument:	Sauf DR/3000 et DR/2000
Nombre de tests:	100
Nom de la méthode:	FerroVer
Numéro de méthode:	8008
Paramètres:	Fer
Plage de mesure:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
Plateforme:	Sachets de poudre
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	100 par paquet