

FICHE TECHNIQUE

Référence	775083
Désignation	Kit réactif 2242000 pour détermination aluminium 0,008-0,8 mg/l



Description :

- ✓ Kit de réactifs pour l'aluminium, sachets de poudre, aluminon
- ✓ Conditions de stockage : 10 °C à 30 °C
- ✓ Instrument : Tous
- ✓ Nombre de tests : 100
- ✓ Nom de la méthode : Aluminon
- ✓ Notes spéciales : Contenu du kit : sachets de poudre aluminium AluVer 3 (1429099), sachets de poudre acide ascorbique (1457799), sachets de poudre de blanchiment Bleaching 3 (1429449)
- ✓ Numéro de méthode : 8012
- ✓ Paramètres : Aluminium
- ✓ Plage de mesure : 0,008 - 0,800 mg/L Al
- ✓ Plateforme : Sachets de poudre

Unité de vente :

100 Kits réactifs 2242000 pour détermination aluminium 0,008-0,8 mg/l