

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	775084
<b>Désignation</b>	Réactif 2430000 pour détermination manganèse 0,2 - 20 mg/l



### Description :

- ✓ Réactif en poudre en sachets hermétiques pour la détermination de manganèse soluble
- ✓ Pour échantillon de 10 ml
- ✓ PA compliant : Oui
- ✓ Instrument : All except DR/3000, DR/2000
- ✓ Nombre de tests : 100
- ✓ Nom de la méthode : Oxydation du périodate
- ✓ Numéro de méthode : 8034
- ✓ Paramètres : Manganèse
- ✓ Plage de mesure : 0,1 - 20,0 mg/L Mn
- ✓ Plateforme : Sachets de poudre

### Unité de vente :

100 Réactif 2430000 pour détermination manganèse 0,2 – 20 mg/l