



## Solution étalon de DCO, 1000 mg/L O<sub>2</sub> (NIST), 200 mL



Réf. produit: 2253929

### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	1000 mg/L O <sub>2</sub>
<b>Description:</b>	Solution étalon de DCO (NIST), 200 ml
<b>Paramètres:</b>	DCO
<b>Plateforme:</b>	Solution
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	200 mL 200 ml