



Be Right™



Réactif Cyanurate d'Ammonium en sachets de poudre

Réf. produit:

2653199

Dangereux



Réactif Poudre en paquet scellé pour la détermination de l'azote, ammoniacque (Méthode Salicylate) 0,01-0,50 mg/l NH₃-N.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Salicylate
Nombre de tests:	100
Paramètres:	Ammonium
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /pk



Be Right™



Sachets de poudre de réactif pour le salicylate d'ammoniac

Réf. produit:

2653299

Dangereux



Réactif en poudre en sachet hermétique pour la détermination d'azote, ammoniac (méthode au salicylate), 0,01-0,50 mg/l NH₃-N. Pour échantillon de 10 ml. Paquet de 100.

Caractéristiques

Nom de la méthode:	Salicylate
Nombre de tests:	100
Numéro de méthode:	8155
Paramètres:	Ammoniac
Plage de mesure:	0,01 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
Plateforme:	Sachets de poudre
Volume / taille du carton:	100 /paquet