

FICHE TECHNIQUE

Référence	775116
Désignation	Kit réactif 24293 pour détermination zinc 0,01 - 3 mg/l



Description :

- ✓ Pour la détermination du zinc, méthode utilisant le zincon
- ✓ Pour échantillon de 20 ml
- ✓ EPA compliant : Oui
- ✓ Instrument : Sauf DR/3000 et DR/2000
- ✓ Nombre de tests : 100
- ✓ Nom de la méthode : Zincover
- ✓ Numéro de méthode : 8009
- ✓ Paramètres : Zinc
- ✓ Plage de mesure : 0,01 - 3,00 mg/L Zn

Unité de vente :

100 Kits réactif 24293 pour détermination zinc 0,01 - 3 mg/l
