



Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore PE Cl₂



Réf. produit: 2635300

▼ Caractéristiques

Concentration:	0 - 2,0 mg/L Cl ₂
Description:	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore PB, DPD
Instrument:	Inclut les valeurs pour tous les instruments
Nom de la méthode:	DPD
Paramètres:	Chlore
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	Kit de 4 fioles