



# Kit d'étalonnage de fiole StablCal, formazine, pour turbidimétrie 2100Q/QIS



Réf. produit: 2971205

**Précis, solutions de formazine prémélangées**

**Repose sur les étalons primaires de formazine**

**Stabilité accrue pour un gain de temps et de main-d'oeuvre**

**Des résultats dans lesquels vous pouvez avoir confiance**

▼ **Caractéristiques**

**Concentration:** 20, 100, 800, 10 NTU (pour vérification)

**Shelf Life (days) as of shipment date:** 180