

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	775139
<b>Désignation</b>	Kit réactif 24582 pour ammoniacque 0,02-2,5 mg/l



### Description :

- ✓ Pour déterminer l'azote ammoniacal par la méthode Nessler.
- ✓ EPA compliant : Oui
- ✓ Instrument : Tous sauf la série DR/800, PC II
- ✓ Nombre de tests : 250
- ✓ Nom de la méthode : Nessler
- ✓ Numéro de méthode : 8038
- ✓ Paramètres : Ammoniac
- ✓ Plage de mesure : 0,02 - 2,50 mg/L NH<sub>3</sub>-N
- ✓ Plateforme : Solution

### Unité de vente :

1 Kit réactif 24582 pour ammoniacque 0,02-2,5 mg/l

---