



Solution de réactif de molybdovanadate (100 ml MDB)



Réf. produit: 2076032

▼ Caractéristiques

Conditions de stockage:	10 °C à 25 °C
Description:	Réactif de molybdovanadate
Instrument:	Tous sauf DR/850, DR/820, PC II
Nombre de tests:	50
Nom de la méthode:	Molybdovanadate
Numéro de méthode:	8114
Paramètres:	Orthophosphate
Plage de mesure:	0,3 - 45,0 mg/L PO ₄
Plateforme:	Solution
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	100 mL MDB