



Solution étalon d'ammoniac, 10 mg/L, 500 mL



Réf. produit: 15349

Traçable par rapport aux matériaux de référence certifiés NIST

Il est essentiel de pouvoir accorder une confiance aveugle à vos mesures. Par conséquent, la qualité des solutions étalon utilisée

Conçu pour une utilisation avec des compteurs, notamment ceux de la gamme Hach.

La base pour réaliser des mesures précises avec l'ISE consiste à utiliser une électrode sélective d'ions bien entretenue et bien ét:

Emballage fiable

Livré dans un emballage hermétique assurant une durée de conservation garantie.

▼ Caractéristiques

Concentration:	0,00435 mol/L \pm 0,00003 mol/L Na ⁺ 10,0 mg/L \pm 0,5 mg/L NH ₃ -N (NIST)
Conditions de stockage:	10 - 25 °C (protection contre la lumière)
Description:	Solution étalon d'azote ammoniacal, 10 mg/l NH ₃ -N, 500 ml
Notes spéciales:	Durée de conservation observée après ouverture, en suivant les recommandations de stc
Paramètres:	Ammonium
Plateforme:	Solution
Propriétés du contenant :	Flacon
Shelf Life (days) as of shipment date:	150
Volume / taille du carton:	500 mL