



## Solution étalon de fer 100,0 mg/L Fe (NIST), 100 mL



Réf. produit: 1417542

### ▼ Caractéristiques

<b>Concentration:</b>	100 mg/L Fe
<b>Description:</b>	Solution étalon de fer, 100,0 mg/l Fe (NIST), 100 ml
<b>Paramètres:</b>	Fer
<b>Plateforme:</b>	Solution
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	100 mL