



Be Right™



## Kit Application pour la détermination de la teneur en eau (Karl Fischer).

Réf. produit:

AP0014.KF1121

Kit Application pour la détermination de la teneur en eau (Karl Fischer). Dédié au titrateur Karl Fischer volumétrique Titralab KF1000 Series, modèle KF1121.

### Caractéristiques

Application:	Moisture Content Application
Contenu de la boîte:	Kit application incluant seringue, béchers plastiques, barreaux d'agitation magnétique, méthode pré-programmée sur clé USB, électrode avec adaptateur conique, bouchon de bouteille.
Garantie:	24 mois
Instruments compatibles:	KF1121
Paramètres:	Moisture Content (Karl Fischer)
Type:	Application Pack

### Contenu de la boîte

Kit application incluant seringue, béchers plastiques, barreaux d'agitation magnétique, méthode pré-programmée sur clé USB, électrode avec adaptateur conique, bouchon de bouteille.