



## Sachets de poudre réactif Chlore total, 25 mL, DPD (pqt/100)



Réf. produit: 1406499

### ▼ Caractéristiques

<b>EPA compliant:</b>	Oui
<b>Instrument:</b>	DR/3000, DR/2000
<b>Nombre de tests:</b>	100
<b>Nom de la méthode:</b>	DPD
<b>Numéro de méthode:</b>	10070 HR 10250 MR 8167 LR
<b>Paramètres:</b>	Chlore Total, Brome, Iode
<b>Plage de mesure:</b>	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub> 0,05 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub> 0,1 - 10,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
<b>Plateforme:</b>	Sachets de poudre
<b>Shelf Life (days) as of shipment date:</b>	150
<b>Volume / taille du carton:</b>	100 pqt