



**Be Right™**



## Réactifs Chemkey pour le chlore libre (boîte de 25)

Réf. produit: 9429000

Réactifs Chemkey pour le chlore libre, plage : 0,04 à 4,00 mg/L Cl<sub>2</sub>. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000 (PPA).

---

### Caractéristiques

Numéro de méthode:	10260
Paramètres:	Chlore libre
Plage de mesure:	0,04 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Plateforme:	Chemkeys
Shelf Life (days) as of shipment date:	90
Volume / taille du carton:	Paquet de 25