



Be Right™



Réactifs Chemkey pour le chlore libre (lot de 300)

Réf. produit: 8499300

Réactifs Chemkey pour le chlore libre, plage : 0,04 à 4,00 mg/L Cl₂. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000/SL250 (PPA). 12 boîtes de 25 (quantité totale : 300 tests).

Caractéristiques

Instrument:	SL1000, SL250
Numéro de méthode:	10260
Paramètres:	Chlore libre
Plage de mesure:	0,04 - 4,00 mg/L Cl ₂
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 300