



**Be Right™**



## Réactifs Chemkey pour le chlore total (boîte de 25)

Réf. produit: 9429100

Réactifs Chemkey pour le chlore total, plage : 0,04 à 10 mg/L Cl<sub>2</sub>. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000 (PPA).

---

### Caractéristiques

Instrument:	SL1000
Numéro de méthode:	10260
Paramètres:	Chlore total
Plage de mesure:	0,04 - 10 mg/L Cl <sub>2</sub>
Plateforme:	Chemkeys
Shelf Life (days) as of shipment date:	90
Volume / taille du carton:	Paquet de 25