



Be Right™



## Réactifs Chemkey pour l'ammoniac libre et la monochloramine (boîte de 25 de chaque type)

Réf. produit: 9429600

Ammoniac libre, 0,05 à 0,5 mg/L, et monochloramine, 0,04 à 4,00 mg/L, réactifs Chemkey. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000 (PPA).

\*Non compatible avec le SL250\*

### Caractéristiques

Instrument:	SL1000
Kit Option:	Free Ammonia & Monochloramine
Nom de la méthode:	Indephenol
Numéro de méthode:	10269
Paramètres:	Ammoniac libre Monochloramine
Plage de mesure:	0,05 - 0,50 mg/L NH <sub>3</sub> -N 0,04 - 4,00 mg/L Cl <sub>2</sub>
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Packet de 50 (boîte de 25 de chaque type)