



Be Right™



Réactifs Chemkey de fer dissous (boîte de 25)

Réf. produit: 8636000

Chemkeys de fer dissous, plage 0,05 - 3 mg/L Fe. Pour l'analyseur portable parallèle SL1000/SL250 (PPA).

Caractéristiques

Contenu de la boîte:	25 Chemkeys
Instrument:	SL1000, SL250
Numéro de méthode:	10281
Paramètres:	Fer dissous
Plage de mesure:	0,05 - 3 mg/L Fe
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 25

Contenu de la boîte

25 Chemkeys