



Be Right™



Réactifs Chemkeys pour alcalinité totale (TAC), gamme haute (boîte de 25)

Réf. produit: 8636100

Réactifs Chemkeys pour alcalinité totale (TAC), gamme haute, échelle de 200 - 700 mg/L CaCO₃. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000/SL250 (PPA).

Caractéristiques

Instrument:	SL1000, SL250
Nom de la méthode:	Colorimetric
Numéro de méthode:	10283
Paramètres:	Alcalinité, total
Plage de mesure:	200 - 700 mg/L CaCO ₃
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 25