



Be Right™



Réactifs Chemkeys pour alcalinité totale (TAC), gamme basse (boîte de 25)

Réf. produit: 8636200

Réactifs Chemkeys pour alcalinité totale (TAC), gamme basse, échelle de 20 - 200 mg/L CaCO₃. Pour Analyseur Portable Parallèle SL1000/SL250 (PPA).

Caractéristiques

Instrument:	SL1000, SL250
Nom de la méthode:	Colorimetric
Numéro de méthode:	10280
Paramètres:	Alcalinité, total
Plage de mesure:	20 - 200 mg/L CaCO ₃
Plateforme:	Chemkeys
Volume / taille du carton:	Paquet de 25